

Rf Luxury

Sistema di Radiofrequenza Monopolare


Il sistema Rejuvelaxy mono è un versatile ed innovativo generatore di Radiofrequenza monopolare per applicazioni sub-ablative. Oggi la domanda dell'utente che si rivolge alla Medicina Estetica, così come all'Estetica Professionale, è quella di poter beneficiare di trattamenti dedicati al ringiovanimento ed al rimodellamento del corpo, unendo efficacia, comfort, sicurezza e riduzione massima dei tempi di recupero post-trattamento.



Queste risposte vengono offerte in modo completo dalla radiofrequenza che, in modo quasi fisiologico, naturale, riesce ad attivare reazioni riparatorie ai danni termici che portano a tonificazione, ricompattamento cutaneo ed inspessimento del derma, grazie alla formazione di nuovo collagene.

Vantaggi


- Miglioramento trama cutanea
- Miglioramento rughe
- Miglioramento del microcircolo
- Riduzione lassità cutanea
- Drenaggio del circolo linfatico
- Idratazione
- Riduzione della ritenzione idrica



Prima

Applicazioni

- Face-lifting.
- Rimodellamento collo e décolleté.
- Rimodellamento corpo.
- Riduzione inestetismi da cicatrici.
- Acne attiva.



Dopo

Plus

- Programmi preimpostati
- Due manipoli in dotazione
- Sette testine intercambiabili
- Modalità onda continua o pulsata

Funzioni e Principi



TRATTAMENTO LASSITA' CUTANEA

Quando un'adeguata dose di energia elettrica percorre il corpo umano da un elettrodo all'altro, con elevata frequenza di cambi di polarità, avviene un fenomeno denominato oscillazione molecolare. Tale fenomeno innalza la temperatura dei tessuti stimolando così i fibroblasti alla produzione di nuovo collagene ed alla elasticizzazione delle fibre già presenti.

Tra le applicazioni più performanti ci sono: riduzione delle rughe periorculari, delle borse sotto gli occhi, riduzione dei solchi nasogenieni, riduzione della lassità cutanea in genere.

Manipoli



BODY SLIMMING

La radiofrequenza attraverso un principio denominato risonanza molecolare, provoca la riduzione di dimensioni delle cellule adipose e l'apoptosi di alcune di esse. Attraverso un miglioramento delle funzioni del microcircolo, le cellule adipose vengono quindi metabolizzate e poi espulse attraverso la diuresi.

Specifiche tecniche

Frequenza:	1 Mhz.
Potenza :	150 W.
Manipoli viso/corpo:	2
Trattamenti Preimpostati per viso/corpo	5
Frequenza operativa:	50Hz.
Requisiti elettrici:	220 V 10 A 50 Hz.
Classe di sicurezza:	Classe 1 tipo BF
Dimensioni:	54 x55 x 46,5 cm
Peso:	7,5 Kg